



Regidur blau

Dose 320 ml Silikon blau



Artikelnr.: 221672
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.76 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 107 mm
Länge: 133 mm

€ 47,05

Zzgl. MwSt.

Dose 320 ml Silikon blau

Regidur blau ein knetbar / putty Superhartes, kondensationsvernetzendes Spezialsilikon zur Herstellung von Bissregistraten bei voll oder teilbezahnten Kiefern. Das Material ist in seiner Anfangskonsistenz sehr geschmeidig und anpassungsfähig. Die extrem hohe Endhärte von ca. 96 shore A vermeidet jede störende Federwirkung und ermöglicht eine optimale Registrierung. Eine Nachbearbeitung ist problemlos mit Messer, Stein oder Fräse durchzuführen.