



Bisico® Bulk Fill

Packung 20 x 0,3 g Kapsel, 10 Appli-Tips



Artikelnr.: 221673
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 65 mm
Länge: 65 mm

€ 82,75

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,3 g Kapsel, 10 Appli-Tips

Der Alleskönner mit perfekten Fließeigenschaften. *Bisico® Bulk Fill* ist unser neues fließfähiges Unterfüllungskomposit für zuverlässige direkte Restaurationen im Seitenzahnbereich mit exzellenten physikalischen Eigenschaften. Die gesamte Kavität kann in der Bulk-Fill-Technik in einer bis zu 4 mm dicken Schicht aufgefüllt werden. Das ist sowohl eine Arbeitserleichterung als auch eine Arbeitsbeschleunigung.