



# VALO™ X PointCure™ Lens

Packung 2 Stück



Artikelnr.: 221701  
Hersteller: Ultradent Products GmbH  
Gewicht: 0.016 kg  
Höhe: 27 mm  
Breite: 56 mm  
Länge: 56 mm

**€ 61,74**

*Zzgl. MwSt.*

## Packung 2 PointCure Lenses

Große Auswahl an Linsen zur Erweiterung des Einsatzbereiches der VALO™ X.  
Linsen zur Aushärtung

- VALO™ X PointCure™ Lens
- VALO™ X ProxiCure™ Ball Lens

Linsen zur Diagnostik (nicht zur Aushärtung!)

- VALO™ X TransLume™ Lens
- VALO™ X Interproximal Lens
- VALO™ X Diffuser Lens

Konzentriert das Licht auf eine Fläche von 2.5 mm Durchmesser. Optimal für eine punktförmige Aushärtung kleiner Kompositfüllungen oder für eine fixierende Befestigung von Veneers.

Befestigung der Linsen auf der VALOX Polymerisationsleuchte

Die magnetischen Linsen können schnell und einfach auf den Kopf der VALO X aufgesetzt werden.