



VALO™ X Diffuser Lens

Packung 2 Stück



Artikelnr.: 221703
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 27 mm
Breite: 56 mm
Länge: 56 mm

€ 63,77

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Diffuser Lenses

Große Auswahl an Linsen zur Erweiterung des Einsatzbereiches der VALO™ X.
Linsen zur Aushärtung

- VALO™ X PointCure™ Lens
- VALO™ X ProxiCure™ Ball Lens

Linsen zur Diagnostik (nicht zur Aushärtung!)

- VALO™ X TransLume™ Lens
- VALO™ X Interproximal Lens
- *VALO™ X Diffuser Lens*

Schwarzlicht-Diagnosemodus: Visualisierung fluoreszierender Partikel in Kunststoffen. Weißlicht-Diagnosemodus: Visualisierung in allen Fällen, in denen eine natürliche Lichtquelle benötigt wird, z. B. bei der Farbbestimmung.

Befestigung der Linsen auf der VALOX Polymerisationsleuchte

Die magnetischen Linsen können schnell und einfach auf den Kopf der VALO X aufgesetzt werden.