

X-Smart® Pro+ Kit RECIPROC blue

Kit X-Smart® Pro+, RECIPROC blue System Kit 24, AH Plus Jet Starter Kit



Artikelnr.: 221705
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 3.535 kg
Höhe: 385 mm
Breite: 315 mm
Länge: 315 mm

€ 2.892,05

Zzgl. MwSt.

Kit X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel, 24x RECIPROC blue Instrumente (25 mm), steril, 12x R25, 6x R40, 6x R50, 180x RECIPROC blue Papierspitzen, sortiert, steril, 90xR25, 60x R40, 30x R50, 60x RECIPROC blue Guttapercha-Stifte, sortiert, steril, 36x R25, 12x R40, 12x R50, 1x Endo Übungszahn, trepaniert, 1x AH Plus Jet Mixing Spritze 15g, 20x Mischkanülen, 20x Intra Oral Tips, 1x Mischblock, 1x Bildgebrauchsanleitung, 1x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ Kit RECIPROC blue

Zusätzlich zu den bereits existierenden X-Smart Pro+ Kits WaveOne Gold, ProTaper Ultimate und TruNatomy, ist ab sofort auch das verbleibende X-Smart Pro+ Kit inklusive RECIPROC blue Verbrauchsmaterialien (für 10 vollständige Sequenzen) verfügbar.

X-Smart® Pro+ auf einen Blick

- Patentierte sensorlose Motor-Steuerung
- Integrierter Echtzeit- Apex Locator mit Dynamic Accuracy-Technologie™
- Kleines 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche

Die Paketvorteile:

1. **Gemeinsam stark**
Die Feilensysteme von Dentsply Sirona und VDW erzielen in Verbindung mit dem X-Smart Pro+ Motor eine exzellente Leistung.
2. **Wurzelkanal-Sealer inklusive**
Alle X-Smart® Pro+ Kits enthalten den Wurzelkanal-Sealer AH Plus. AH Plus ist mit >100 Millionen Wurzelkanalfüllungen weltweit klinisch erprobt.

- 3. Effizienter Workflow

Unsere Kits sind der exzellente Begleiter für einen effizienten endodontischen Workflow.

Gut zu wissen: Ein Feilen Kit reicht für bis zu 10 Behandlungen.