

BIOSTAR® 4-Aligner

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 221711
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 52 kg
Höhe: 368 mm
Breite: 626 mm
Länge: 745 mm

€ 10.330,17

Zzgl. MwSt.

Stück Tiefziehgerät inklusive Netzstecker, Netzkabel, Mikrofasertuch, DURAN-Einzelfolien

Der *BIOSTAR® 4-Aligner* ist ein hochmodernes Mehrfachtiefziehgerät. Mit seiner innovativen Technologie können gleichzeitig bis zu 4 Aligner tiefgezogen werden, was eine beeindruckende Produktionskapazität von bis zu 120 Alignern pro Stunde ermöglicht. Jeder Aligner wird dabei in seiner eigenen Druckkammer bei 4 bar geformt. Der *BIOSTAR® 4-Aligner* bietet die Flexibilität, aus verschiedenen SCHEU-DENTAL Folienformaten zu wählen. Hierzu gehören runde Folien mit einem Durchmesser von 120-125 mm sowie rechteckige, exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältliche Stripes (499 x 114 mm), die eine Vierfachanwendung ermöglichen. Durch den einzigartigen thermisch geregelten Infrarot-Strahler erreicht das Gerät innerhalb weniger Sekunden die optimale Arbeitstemperatur. Alle relevanten Parameter wie Heiz- und Abkühlzeiten können mithilfe eines Scanners oder durch Code-Eingabe abgerufen werden. Das farbige Display führt den Benutzer übersichtlich durch die einzelnen Arbeitsschritte des Tiefziehvorgangs. Die Schnittstelle des *BIOSTAR® 4-Aligners* ermöglicht einfache Software-Updates, um sicherzustellen, dass das Gerät stets auf dem neuesten Stand der Technologie bleibt.

Vorteile:

- Hohe Produktivität
- Präzise Ergebnisse
- Flexible Prozesse

Technische Daten:

- Spannung / Leistung: 1450 Watt
- Arbeitsdruck: 4 bar
- Maße (B x H x T): 612 x 337 x 524 mm
- Gewicht: 50 kg