



HinriDie

Beutel 5 kg Superhartgips goldbraun



Artikelnr.: 221718
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 5 kg

€ 32,27

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Superhartgips goldbraun

HinriDie besteht aus amerikanischen Grundstoffen und wird aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und Kantenstabilität für anspruchsvolle prothetische Arbeiten bevorzugt. Die erhöhte Expansion gleicht Kontraktionen anderer Werkstoffe aus.

Anwendungsempfehlung

- Stumpfmodelle
- Zahnkränze
- Sägeschnittmodelle
- Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik
- Kontrollmodelle
- Arbeitsmodelle
- Gegenbissmodelle und Kunststofftechnik

Technische Daten

- Farbe: grün/goldbraun
- Wasser/Gipsverhältnis: 21 : 100
- Verarbeitungszeit (Min.): 6-7
- Abbindezeit (Min.): 10,0 - 13,0
- Abbindeexpansion in % nach 2 h: 0.20
- Druckfestigkeit nach 1 h EN ISO 6873 (MPa): 45
- Druckfestigkeit, trocken (MPa): 90