



VINTAGE LD

Dose 20 g Pulver opaque dentin A3,5



Artikelnr.: 221723
Hersteller: Shofu Dental GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 45 mm
Länge: 45 mm

€ 53,91

Zzgl. MwSt.

Dose 20 g Pulver opaque dentin A3,5

Die *VINTAGE LD* Keramikmassen basieren auf Silikatglas und sind mit ihrer dichten und mikrofeinen Partikelstruktur speziell auf das Gerüstmaterial Lithiumdisilikat abgestimmt. Sie lassen sich leicht verarbeiten und zeigen aufgrund ihrer Lichtstreuung selbst bei dünnen Schichten, gerade im Frontzahnbereich, eine natürliche Farbwiedergabe. Die niedrigschmelzende Silikatglaskeramik wurde nach neuesten materialwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Aufbrennen auf Pressobjekte aus Lithiumdisilikat entwickelt. Es sind sowohl Body-Massen in klassischen Farben als auch diverse Effektmassen sowie transluzente und opalisierende Inzismassen erhältlich. Ergänzend zur konventionellen Schichttechnik kann *VINTAGE LD* Porcelain zur Farbkorrektur der *VINTAGE LD* Press-Keramik oder auf anderen Lithiumdisilikat-Glaskeramik-Materialien verwendet werden.