



## Serilisationsbeutel

Karton 12 x 200 Stück 90 x 250 mm

---



Artikelnr.: 221802  
Hersteller: Unigloves  
Gewicht: 0.701 kg

**€ 128,11**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Karton** 12 x 200 Beutel 90 x 250 mm

Unigloves *Sterilisationsbeutel* – Sicherheit und Hygiene für den medizinischen Bedarf

Für medizinische Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Zahnarztpraxen und Arztpraxen, ist eine effektive Sterilisation von medizinischem Instrumentarium unerlässlich. Die Unigloves Sterilisationsbeutel bieten eine hochwertige Lösung für die sichere Aufbewahrung und Sterilisation von medizinischen Instrumenten. Diese *Sterilisationsbeutel* sind aus hochwertigem Material gefertigt und bieten eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von medizinischen Einrichtungen gerecht zu werden. Jeder Beutel ist mit einer praktischen Anzeige versehen, die zeigt, ob die Sterilisation erfolgreich war.

Die Unigloves *Sterilisationsbeutel* sind einfach zu handhaben und bieten eine hohe Sicherheit und Hygiene. Jeder Beutel ist einzeln verpackt und steril geliefert, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Die Beutel sind auch mit einem selbstklebenden Verschluss ausgestattet, der eine einfache und sichere Handhabung ermöglicht.