



## Diamanten 868

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 289 Torpedo, 8 mm, ISO 010



Artikelnr.: 22203

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 34,80**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 289 Torpedo, Kopflänge: 8 mm, ISO 010

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 005-023 - 160.000 U/min.