



Polieremulsion

Dosierflasche 100 ml



Artikelnr.: 22371

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.14 kg

Höhe: 138 mm

Breite: 28 mm

Länge: 51 mm

€ 8,48

Zzgl. MwSt.

Dosierflasche 100 ml

Gebrauchsfertige Emulsion für die Hochglanzpolitur. Breites Anwendungsspektrum auf Kunststoffen, Edelmetallen und Composites. Alternative zu Büdopolit oder Sidol. Cremige Konsistenz erhöht die Haftung am Polierkörper. Beste Polierergebnisse werden mit Wollrädern, REF 292.1 erzielt. Mit frischem Duft, hautfreundlich, ungiftig und ergiebig.