



VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Stück Ø 98,4 mm, H 18 mm, 2M2T



Artikelnr.: 22442

Hersteller: Vita Zahnfabrik

Gewicht: 0.245 kg

Höhe: 46 mm

Breite: 124 mm

Länge: 124 mm

€ 115,26

Zzgl. MwSt.

Stück Disc Ø 98,4 mm, H 18 mm, 2M2T

Die VITA CAD-Temp® multiColor DISC bestehen aus einem faserfreien, homogenen, hochmolekularen und vernetzten Acrylatpolymer mit Microfüllstoff. Die CAD-Temp® multiColor DISC dient zur Herstellung von mehrgliedrigen, voll-oder teilanatomischen Langzeit-Brückenprovisorien mit bis zu 2 Zwischengliedern Spannweite. Die darin integrierten 4 unterschiedlichen Farbtintensitätsschichten (Schmelz, Dentin, Intensivdentin und Hals) führen zu einer noch überzeugenderen natürlichen Farbwirkung der daraus hergestellten Restaurationen. Dadurch wird es möglich, die bei einem natürlichen Zahn vorhandenen charakteristischen Farbverläufe in Bezug auf Transluzenz und Intensität zu simulieren. Teilanatomische Restaurationen können mit dem lichterhärtenden Verblendkomposit VITA VM LC farblich individualisiert werden. Sie können in allen offenen CAD/CAM Systemen verarbeitet werden.