



KnitTrax™

Flasche 254 cm Faden Gr. 000



Artikelnr.: 22600

Hersteller: Sigma Dental Systems

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 30 mm

Länge: 30 mm

€ 9,79

Zzgl. MwSt.

Flasche 254 cm Faden Größe 000

Der ideale Faden für die gezielte Retraktion. Der nicht imprägnierte Faden kann individuell getränkt werden, ist sehr saugfähig, rundgestrickt und vor allem leicht platzierbar.