



Diamantschleifer 299

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 299, 10 mm, ISO 018



Artikelnr.: 22681

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

€ 29,58

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 299, Kopflänge: 10 mm, ISO 018

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Figur 199A - Verhindern Unterschnitte am Kronenrand (s.g. "Dachrinne"), Spitze ohne Diamant
- Kronen und Brücken - Metall-Keramik-Restaurationen, Vollkeramik und Metall-Keramik, partielle Verblendkronen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.