



Keramische Schleifer KB733

Packung 5 Stück braun mittel, HP, Figur 173, 10,5 mm, ISO 035



Artikelnr.: 22705

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 68 mm

Länge: 72 mm

€ 15,32

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer braun mittel, HP, Figur 173, Kopflänge: 10,5 mm, ISO 035

K+B Schleifer braun mittel - für Edelmetall-Legierungen

- Indikation: Kronen- und Brückentechnik