



Einmal-Injektionskanülen Luer

Packung 100 Stück gelb, G30, 0,3 x 23 mm



Artikelnr.: 22716

Hersteller: medmix Deutschland GmbH

Gewicht: 0.123 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 80 mm

Länge: 191 mm

€ 6,21

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen gelb, G30, 0,3 x 23 mm

transcodent Injektionsnadeln zeichnen sich durch ihr fortschrittliches Design aus, das sowohl für Luer als auch für LuerLock Spritzen geeignet ist, sowie durch Vielseitigkeit und eine sichere Anwendung in der hypodermischen und zahnmedizinischen Anästhesie. Die Nadeln verfügen über einen 3-KantenLanzettenschliff, der das Eindringen in das Gewebe erleichtert und Schmerzen reduziert. Die Silikonisierung der Kanüle sorgt darüber hinaus für ein sanftes Gleiten, was den Patientenkomfort weiter erhöht. Diese Kombination macht transcodent Injektionskanülen zur bevorzugten Wahl für Zahnmediziner, die zuverlässige, komfortable Einmalkanülen für ihre Praxis suchen.

- 3-Kanten-Lanzettenschliff
- Luer-Lock Kunststoffsockel für Einwegspritzen
- Silikonisierte Kanüle
- EO sterilisiert