



R-SI-LINE® MONO S MATIC FS

Set



Artikelnr.: 22725
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.875 kg
Höhe: 88 mm
Breite: 123 mm
Länge: 223 mm

€ 96,84

Zzgl. MwSt.

Set 380 ml Doppelkartusche, 10 Mischkanülen MATIC BR, 1 Bajonett-Ring

- Produktfarbe rotlila
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Funktionsabformmaterial
- Mittelviskos
- Super hydrophil
- Hohe Standfestigkeit
- Thixotrop
- System 5:1
- Für handelsübliche Mischgeräte
- Aushärtezeit 2 min