




Lippen- und Wangenhalter

Packung 1 Paar HSF 100-02, für Kinder



Artikelnr.: 22742

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 101 mm

Länge: 135 mm

€ 20,73

Zzgl. MwSt.

Packung 1 Paar HSF 100-02, für Kinder

Sterilisierbar. Aus autoklavierbarem Polycarbonat. Durch elastischen Quersteg verbunden. Problemlos einzusetzen. Schafft freie Sicht und ein freies Arbeitsfeld. Ideal für Problempatienten und Kinder. Nichtreflektierend, ideal für Polaroid- und Intraoralaufnahmen. Zur Sterilisation empfehlen wir das Schonprogramm 121° C - darf nicht mit Metallinstrumenten in Berührung kommen!