



ErgoTouch Tray

Set



Artikelnr.: 23297

Hersteller: Carl Martin GmbH

Gewicht: 0.356 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 120 mm

Länge: 222 mm

€ 304,02

Zzgl. MwSt.

Set ErgoTouch (979/5-6, 979/7-8, 979/11-12, 979/13-14, 969/H6-H7)

Das rationelle Paro Tray für die Aufnahme von max. 5 Instrumenten. Sichere Lagerung und Fixierung der Instrumente durch praktischen Bügelverschluß - kein Verbiegen oder Abbrechen der Instrumente. Sehr gut geeignet für die Aufbereitung im Thermodesinfektor und Autoklav. Mit 5 Instrumenten.