



## BioSonic®

Stück 1 Einsatz 30 kHz, Super Soft



Artikelnr.: 23499

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.05 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 55 mm

Länge: 225 mm

**€ 144,82**

Zzgl. MwSt.

### Stück 1 Einsatz 30 kHz, Super Soft

Der *BioSonic* magnetostriktiver Ultraschall-Scaler nimmt mit seinem einzigartigen Design weniger Standfläche in Anspruch als alle anderen bekannten Marken. Durch den integrierten Turboschalter wird eine Leistungsverstärkung erreicht, um massive Konkremente schneller zu entfernen. Die patentierte Herstellung der Instrumenteneinsätze führt zu einer höheren Sicherheit und längerer Lebensdauer. Der ergonomische Griff verbessert den Anwenderkomfort beim Entfernen von Zahnstein. Alle *BioSonic* Einsätze passen auch in andere handelsübliche Ultraschall-Scaler. Der Auto Sensor Circuit (ASC) stellt automatisch auf die jeweilige Betriebsfrequenz der 25 kHz beziehungsweise 30 kHz Einsätze um.