



GingiKNIT+ imprägniert

Flasche Gr. 0a



Artikelnr.: 23518
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 149 mm
Länge: 152 mm

€ 14,40

Zzgl. MwSt.

Flasche Größe 0a

GingiKNIT+ besteht aus vielen kleinen absorbierenden Schlaufen, die in einer langen Kette mit einander verstrickt sind.

- Mit einer 10 % Aluminium-/Kaliumsulfatlösung imprägniert
- Bleibt in situ, selbst wenn man den Faden mit einem Bohrer oder Diamanten touchiert
- Leichtes Einbringen ohne aufspießen, auffasern und reißen. Fäden sind durch einen unterschiedlichen Farbstreifen leicht zu identifizieren
- Flasche mit 183 cm Faden