



GH 10 Gerätehalter

Stück



Artikelnr.: 23563

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 1 kg

Höhe: 145 mm

Breite: 200 mm

Länge: 260 mm

€ 135,81

Zzgl. MwSt.

Stück Gerätehalter

Der Gerätehalter dient zur Reinigung besonders großer Einzelteile im SONOREX Ultraschallbad. Im Vergleich zur Nutzung eines Korbes steht ein größeres Reinigungsvolumen zur Verfügung. Zubehör für SONOREX RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H, GV 10.