



## IST®-Geräte

Kit



Artikelnr.: 23605

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

Gewicht: 0.962 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 275 mm

Länge: 342 mm

**€ 190,82**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit** 2 Teleskope HF9, 4 DURAN 2 mm, 4 ISOFLAN, Kunststoff, 4 Befestigungsteile mit O-Ring, 4 SCHEU-Anker, 1 Alastikkette, 1 Sicherheitsdehnschlüssel, 1 SD-Box zur Aufbewahrung beim Patienten, 1 OKKLUSIONSTRAINER, 2 x 15 g CETRON Reinigungspulver, 1 Herstanleitung, 1 Patienteninformation

Intraorales Schnarch-Therapie-Gerät, Herstellung im Tiefziehverfahren. Die Verbindung von Ober- und Unterkiefer erfolgt durch stufenlos verstellbare HF-Teleskope, die nachträglich um 3 bzw. 5 mm aktivierbar sind. Der Unterkiefer und somit auch die Zunge werden durch Protrusion nach vorne verlagert.