



Signum® insulating gel

Dose 10 g insulating gel



Artikelnr.: 23648
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 60 mm
Länge: 60 mm

€ 19,58

Zzgl. MwSt.

Dose 10 g insulating gel

Universell einsetzbares Isoliergel.

Vorteile

- Für eine optimale Polymerisation der Verblendoberfläche
- Wasserlöslich, d. h. restlos vom Modellwerkstoff auswaschbar
- Für jeden Modellwerkstoff einsetzbar

Indikation

- Isolieren von Modellwerkstoffen gegenüber Composite-Materialien
- Durch das Auftragen vor der Endpolymerisation wird die Entstehung einer Dispersionsschicht auf der Verblendoberfläche verhindert