



Hinridur® S

Sack 25 kg Modellhartgips gelb



Artikelnr.: 23681

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 25 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 445 mm

Länge: 630 mm

€ 41,51

Zzgl. MwSt.

Sack 25 kg Modellhartgips gelb

Ein Modellhartgips von hoher Qualität, Druckfestigkeit und sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Die geringe Expansion, gute Fließeigenschaft und Volumenbeständigkeit zeichnen diesen bewährten Naturgips aus.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen.