



neodisher® MediClean

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 23771

Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert

Gewicht: 5.792 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 248 mm

Länge: 140 mm

€ 36,22

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Besonders materialschonender Flüssigreiniger mit sehr guter Blut- und Eiweißentfernung zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten für Dentalinstrumente. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken geeignet. Nicht ätzend, nicht reizend. Für Miele Thermodesinfektoren empfohlen.