




VECTOR® Standard-Dehnschrauben

Packung 10 Stück VECTOR 200, (B x H x L) 10 x 3,1 x 14,3 mm, Dehnung 7,5 mm



Artikelnr.: 23805

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

Gewicht: 0.023 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 74 mm

Länge: 130 mm

€ 27,82

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Schrauben VECTOR 200, (B x H x L) 10 x 3,1 x 14,3 mm, Dehnung 7,5 mm

VECTOR® 50

Skelettierte Dehnschraube in Miniaturbauweise für Unterkiefer-Transversaldehynung. Kann auch in schmalen Oberkiefern eingesetzt werden. Leuchtgelber Drehrichtungspfeil.

VECTOR® 80

Skelettierte Dehnschraube mit leuchtgelbem Drehrichtungspfeil zur Unterkiefer-Transversaldehynung. Eine zusätzliche Gehäusebohrung sorgt für optimale Retention im Kunststoff.

VECTOR® 90

Skelettierte Dehnschraube mit leuchtgelbem Drehrichtungspfeil zur Unterkiefer-Transversaldehynung.

VECTOR® 100

Skelettierte Dehnschraube mit leuchtgelbem Drehrichtungspfeil zur Unterkiefer-Transversaldehynung. Zur Behandlung von Angle Klasse II Fällen empfehlen wir die Kombination von VECTOR® 100 mit VECTOR® 900.

VECTOR® 140 / VECTOR® 160

Skelettierte Dehnschraube mit leuchtgelbem Drehrichtungspfeil für transversale und sagittale Dehnung im Ober- und Unterkiefer.

VECTOR® 190 / VECTOR® 200

Stabile, skelettierte Dehnschraube mit leuchtgelbem Drehrichtungspfeil für Oberkiefer-Transversaldehynung und bimaxilläre Geräte. Eine zusätzliche Gehäusebohrung sorgt für optimale Retention im Kunststoff.