



Diamantschleifer 535

Packung 5 Stück FG, Figur 535, 3 mm, ISO 009



Artikelnr.: 23953

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

€ 25,96

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer FG, Figur 535, Kopflänge: 3 mm, ISO 009

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.