



HM-Bohrer 1

Packung 5 Stück RA, Figur 001, ISO 005



Artikelnr.: 23956

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 15,58

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer RA, Figur 001, ISO 005

Rund.

- Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, Kavitätenpräparation, Ausbohren alter Füllungen, Füllungsbearbeitung
- Drehzahlbereich RA ISO 005-023 - 160.000 U/min., ISO 025-037 - 120.000 U/min.
- Drehzahlbereich FG
 - ISO 005-014 - 300.000 U/min.
 - ISO 016 - 280.000 U/min.
 - ISO 018 - 250.000 U/min.
 - ISO 021 - 210.000 U/min.
 - ISO 023 - 190.000 U/min.