



smartrepair® system

Packung 1,5 g Spritze A2, 5 Applikationsnadeln



Artikelnr.: 23982
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 170 mm
Länge: 111 mm

€ 20,77

Zzgl. MwSt.

Packung 1,5 g Spritze A2, 5 Applikationsnadeln

Systemreparaturmaterial für tempofit, ideale Konsistenz, lichthärtend. Für schnelle, präzise Reparaturen in sparsamen Direkt-Applikationsspritzen mit austauschbaren Applikationsnadeln. Abgestimmt auf die Farben von tempofit. Mit smartbond one-step bonding zur absolut sicheren Haftung des Reparaturmaterials auf der Reparaturstelle.