



## PolyFill SET

Set 5 Instrumente

---



Artikelnr.: 24002

Hersteller: Carl Martin GmbH

Gewicht: 0.022 kg

**€ 241,50**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set 5 Instrumente** (2 x Füllungsspatel Breite 2,0 / 2,25 mm und 1,5 / 2,0 mm, Stopfer Breite 1,8 / 1,3 mm, tropfenförmig, Modellierinstrument abgerundeter Kegel, Planstopfer Ø 2,5 / 1,5 mm) im Wash-Tray

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungs materials) und eine optische Identifizierung mittels einer hochwertigen Goldauflage des Griffes, verfügen Sie mit *PolyFill* über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.