



## Spatel Compositeinstrument PolyFill

Stück Breite 2,0 / 2,0 mm, flexibel, dünne Schneide

---



Artikelnr.: 24003

Hersteller: Carl Martin GmbH

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 37 mm

Länge: 223 mm

**€ 34,43**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Spatel Breite 2,0 / 2,0 mm, flexibel, dünne Schneide

Spatel mit besonders dünner Schneide/Arbeitsende für Anwender die leicht flexible Spatel bevorzugen.

PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.