



Spezialspatel Compositeinstrument PolyFill

Stück Breite 1,75 / 1,75 mm, abgewinkelt



Artikelnr.: 24004
Hersteller: Carl Martin GmbH
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 206 mm
Länge: 45 mm

€ 29,03

Zzgl. MwSt.

Stück Spezialspatel Breite 1,75 / 1,75 mm, abgewinkelt

Der abgewinkelte Spatel erlaubt eine besonders ergonomische Handhabung bei der Modellation vertikaler Flächen (z. B. im Frontzahnbereich oder zur Kontourierung der Außenflächen von Seitenzähnen).

PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.