



Diamanten 895

Packung 5 Stück gelb extra fein, FG, Figur 274 Granate, 3,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 24015

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 21,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten gelb extra fein, FG, Figur 274 Granate, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel = 524, universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl ISO 016 - 280.000 U/min.