



## Diamantscheiben 921D

Stück unmontiert gelb extra fein, Figur 358, 0,15 mm, ISO 190



Artikelnr.: 24021

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.018 kg

**€ 22,06**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Scheibe unmontiert gelb extra fein, Figur 358, Stärke: 0,15 mm, ISO 190

Ob Kunststoff, Keramik, Zirkonoxid oder Gips – das umfassende Diamantscheibensortiment von MEISINGER hält für jedes Material die passenden Scheiben bereit. Gemeinsam haben sie alle ihren Hang zu Perfektion: Eine präzise Diamantbeschichtung, sehr hohe Standzeiten und vibrationsfreies Arbeiten zeichnen die Diamantscheiben aus. Aufgrund ihrer besonders dünnen Ausführung eignen sie sich zum präzisen Abtrennen und Separieren.

- rot fein, gelb - extra fein
- super flexibel
- Kunststoff separieren, Keramik separieren, Verblend- und Keramiktechnik