



SOFRELINER TOUGH M

Kartusche 2 x 27 g Paste



Artikelnr.: 24165
Hersteller: Tokuyama Dental
Gewicht: 0.145 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 59 mm
Länge: 156 mm

€ 75,30

Zzgl. MwSt.

Kartusche 2 x 27 g Paste

SOFRELINER TOUGH M– ist ein 100 %-iges A-Silikon mit einer Shorehärte von 43, das für die dauerhafte Unterfütterung anwendbar ist. Mit einer Haltbarkeit von circa zweieinhalb Jahren ist *SOFRELINER TOUGH M* ausgesprochen zuverlässig und sicher, ob bei Voll- oder Teilprothesenversorgungen. Eine extreme Zerreißfestigkeit und der intensive Verbund des Materials durch den Haftvermittler zur Prothesenbasis machen eine lange Haltbarkeit möglich. Bei einer intraoralen Aushärtezeit von nur fünf Minuten ist der Patient somit schnell und komfortabel versorgt, ohne lange auf die Prothese verzichten zu müssen.