



Labor-Container

Stück Deckel weiß Größe 2



Artikelnr.: 24204
Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 120 mm
Länge: 180 mm

€ 7,26

Zzgl. MwSt.

Stück Deckel weiß Größe 2

Eine sichere Sache, wenn es darum geht, Arbeitsunterlagen wie Abdrücke, Situationsmodelle und überhaupt alle prothetischen Arbeiten für den Transport zwischen Labor und Praxis sicher zu verpacken und rundum zu schützen. Ab einer Bestellmenge von 20 Containern (je Farbe und Größe) ist eine Prägung Ihres Logos auf einer Längsseite Ihrer Container möglich. Der Deckel wird durch Verschlussklemmen sicher gehalten und die Adresskarte kann auf dem Containerdeckel mit eingeklemmt werden. Der Container Größe 4 dient dem Transport von Arbeiten mit allen handelsüblichen Artikulatoren. Lieferbar mit oder ohne Tragegriff. Dazu lieferbar passende Schaumstoffnoppen.

- Größe 2: (B x H x T) 180 x 80 x 120 mm
- Größe 3: (B x H x T) 260 x 125 x 165 mm
- Größe 4: (B x H x T) 275 x 210 x 195 mm