



## Mandisil

Packung 78 ml Tube A, 78 ml Tube B

---



Artikelnr.: 24252

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.278 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 79 mm

Länge: 170 mm

**€ 49,72**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 78 ml Tube A, 78 ml Tube B

Additionsvernetzendes zähfließendes Spezialsilikon, nicht thixotrop, zur Basiskorrekturabformung in der Totalprothetik Bisico® Mandisil ist in seinen Fließeigenschaften speziell auf die Kompressionsverhältnisse von Freiid- und Totalprothesen des Unterkiefers eingestellt. Zur Basiskorrektur von OK-Totalprothesen empfiehlt sich die Verwendung einer Mischung aus *Mandisil* und S4, um der größeren Basisfläche des Oberkiefers zu entsprechen.