



IPS e.max® Press

Packung 5 Rohlinge HO 1



Artikelnr.: 24284

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.028 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 105 mm

Länge: 200 mm

€ 82,44

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Rohlinge HO 1

IPS e.max® Press HT - Rohlinge mit hoher Transluzenz (HT) werden zum Pressen hochfester, ästhetischer Inlays und Veneers verwendet. *IPS e.max® Press LT* - Rohlinge mit niedriger Transluzenz (LT) werden zum Pressen vollanatomischer Kronen und Brücken verwendet.