



CLEARFIL™ PHOTO CORE

Spritze 4,4 g / 2 ml



Artikelnr.: 24561
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 99 mm
Länge: 217 mm

€ 46,56

Zzgl. MwSt.

Spritze 4,4 g / 2 ml

CLEARFIL™ PHOTO CORE ist ein lichthärtendes Stumpfaufbaukomposit für höchste ästhetische Ansprüche. Das Material hat einen ausgewogenen Fülleranteil (83 Gew. %, 68 Vol. %), der speziell für die Erstellung von zuverlässigen Stumpfaufbauten ausgewählt wurde. Das Material härtet schon nach 40 Sekunden bis zu einer Tiefe von 7 mm komplett aus. Diese einzigartige Eigenschaft erleichtert dem Zahnarzt die Arbeit; eine Mehrschichttechnik wird meist überflüssig – vor allem, wenn mit Kuraray CORE FORMS gearbeitet wird. *CLEARFIL™ PHOTO CORE* lässt sich nach dem Aushärten wie Dentin präparieren. Es ist radioopak und haftet dank seiner speziellen Rezeptur während der Applikation nicht an den Instrumenten. Mit einer Druckfestigkeit von 334 MPa ist *CLEARFIL™ PHOTO CORE* das ideale Material für kleine oder große Stumpfaufbauten bei vitalen oder devitalen Zähnen.