



## EndoREZ™

Packung 60 Stück Taper.04, ISO 040

---



Artikelnr.: 24710  
Hersteller: Ultradent Products GmbH  
Gewicht: 0.019 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 48 mm  
Länge: 75 mm

**€ 34,06**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 60 Points Taper.04, ISO 040

*EndoREZ™* weltweit erster hydrophiler und selbstprimende Kunststoffsealer. Vollständige, gründliche Versiegelung.

EndoREZ™ Points sind adhäsiv beschichtet und verbinden sich chemisch mit *EndoREZ™*.

EndoREZ™ Accelerator Abbindebeschleuniger für *EndoREZ™* - verkürzt die Abbindezeit auf ca. 5 Minuten.

Hilfreich für jeden *EndoREZ™*-Verwender, der zügig arbeiten will. Einfacher Einsatz: EndoREZ™-Masterpoint und Accessory Points in EndoREZ™ Accelerator tauchen, dann in Kanal einbringen. Ohne laterale Kondensation.