



rema® dynamic S

Flasche 1 Liter Flüssigkeit



Artikelnr.: 24835

Hersteller: Dentaorium GmbH & Co.KG

Gewicht: 1.088 kg

Höhe: 238 mm

Breite: 70 mm

Länge: 91 mm

€ 17,49

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Flüssigkeit

Völlige Flexibilität in der Vorwärmung, Speedbetrieb. Reduzierte Schnellvorwärmung ab 600 °C, konventionelle Vorwärmung. Hervorragende Eignung auch in der Kombinationsprothetik, bestechende Passgenauigkeit auch bei komplizierten Gerüsten. Universelle Eignung in allen Dublierverfahren. Sehr gutes Dublierverhalten bei Silikon und Gel. Hervorragende Passgenauigkeit, hohe Kantenstabilität und Glätte.