



Rapid Access

Packung 6 x 0,5 l Entwicklerkonzentrat



Artikelnr.: 24844

Hersteller: Carestream Health SA

Gewicht: 3.8 kg

Höhe: 193 mm

Breite: 160 mm

Länge: 235 mm

€ 39,94

Zzgl. MwSt.

Packung 6 x 0,5 Liter Entwicklerkonzentrat

Gebrauchsfertige Entwickler- und Fixierlösung für die Handentwicklung intraoraler Dental-Röntgenfilme. Die Entwicklungsdauer beträgt insgesamt 30 Sekunden (15 Sekunden Entwicklung, 15 Sekunden Fixierung).