



S-U-RETENTIONSLEBER

Flasche 25 ml Retentionskleber



Artikelnr.: 24861

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.067 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 53 mm

Länge: 36 mm

€ 13,95

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 ml Retentionskleber

Zum Fixieren der aufzustreuenden Retentionsperlen bei Teleskoparbeiten und in der Modellgusstechnik. Der schnell aushärtende, dünnflüssige Kleber lässt sich mit dem im Verschluss integrierten Pinsel einfach und gleichmäßig auftragen. *S-U-RETENTIONSLEBER* und *S-U-RETENTIONSPERLEN* brennen rückstandsfrei aus.