



Ufi Gel hard C

Packung 80 g Doppelkartusche



Artikelnr.: 24898
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.183 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 102 mm
Länge: 130 mm

€ 100,17

Zzgl. MwSt.

Packung 80 g Doppelkartusche

Direktes hartes Unterfütterungsmaterial aus der Kartusche. *Ufi Gel hard C* ist indiziert für totale und partielle Prothesenunterfütterung, Prothesenreparaturen sowie zur Erweiterung von Prothesenrändern. Einfache Verarbeitung, nur 3-6 Minuten. Nicht spürbare Wärmeentwicklung (unter 39 °C), rosa transluzent mit hoher Farbstabilität, MMA - frei und dadurch Allergierisikominimierung sowie geschmacks- und geruchsneutral.