

Basic quattro

Stück Strahlgerät 220-240 V



Artikelnr.: 24938
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 15.3 kg
Höhe: 360 mm
Breite: 480 mm
Länge: 590 mm

€ 1.581,00

Zzgl. MwSt.

Stück Strahlgerät 220-240 V

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2-4 Strahl tanks.

- Präzises Arbeiten bei bester Kosteneffizienz mit der speziellen Renfert-Mischkammer
- Von zwei auf bis zu vier Tanks modular erweiterbar, um alle Arbeiten abdecken zu können
- Große Sichtscheibe, präzise Konturenerkennung am Objekt und hell erleuchtete Strahlkammer dank einzigartigem PerfectView Concept
- Einzigartige LED-Technologie: Optimaler Kontrast an allen Objekten und hell ausgeleuchtete Strahlkammer
- Tageslicht mit 4.800 LUX für ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten
- Maximales Sichtfeld für den perfekten Durchblick und maximale Kontrolle
- 3 Jahre Garantie