

Basic quattro IS

Stück Strahlgerät 25-70 µm/70-250 µm



Artikelnr.: 24939
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 17.8 kg
Höhe: 360 mm
Breite: 480 mm
Länge: 590 mm

€ 1.973,17

Zzgl. MwSt.

Stück Strahlgerät inklusive 2 Strahl tanks 25-70 µm/70-250 µm

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2-4 Strahl tanks und der „IS“-Schnellstopptechnik für kontrolliertes Abstrahlen ohne Nachfließen von Strahlmittel.

- Strahlmittlersparnis von bis zu 80 % durch optimales Luft-Sand-Gemisch und der „IS“-Schnellstopptechnik
- Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und –anzeige für jeden Tank
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l)
- Einfache, werkzeuglose Tankerweiterung über Schnellkupplungen und Farbleitsystem
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittel LED-Technik
- Lang anhaltend gute Sicht auf die Objekte durch silikonisierte Glasscheibe
- 3 Jahre Garantie