



## Calibra®

Nachfüllpackung 3 ml Silan, 25 Applikatornadeln

---



Artikelnr.: 25005  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 53 mm  
Breite: 155 mm  
Länge: 38 mm

**€ 28,45**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Nachfüllpackung** 3 ml Silan, 25 Applikatornadeln

Ästhetischer licht-/dualhärtender Komposit-Zement für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und alle indirekten Restaurationen. Katalysatorpaste in zwei Konsistenzen verfügbar.

- Hochviskos, verhindert Abtropfen von der Restauration während des Einbringens
- Niedrigviskos, bietet besonders gutes Fließverhalten unter Kronen und Brücken

Beide Viskositäten garantieren eine extrem dünne Zementschicht und somit eine exzellente Passung für jede Restauration. Die Einprobepasten in fünf Farbtönen erleichtert die Farbauswahl. Zur Anwendung mit Prime&Bond XP, Prime&Bond NT und dem Self Cure Activator zur Selbsthärtung.