

Basic classic

Stück 25-70 µm, 220-240 V



Artikelnr.: 25020
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 10.7 kg
Höhe: 340 mm
Breite: 430 mm
Länge: 510 mm

€ 834,98

Zzgl. MwSt.

Stück Feinstrahlgerät 25-70 µm, 220-240 V

Große Technik auf kleinem Raum. Feinstrahlgerät mit bis zu 2 Tanks. Kompaktes Feinstrahlgerät mit Grundausstattung. Präzises Arbeiten bei bester Kosteneffizienz mit der speziellen Mischkammer. Innovatives PerfectView Concept:

- Einzigartige LED-Technologie: Optimaler Kontrast an allen Objekten und hell ausgeleuchtete Strahlkammer
- Tageslicht mit 4.800 LUX für ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten
- Maximales Sichtfeld für den perfekten Durchklick und max. Kontrolle. Schlankes Design: Findet Platz auf kleinstem Raum. Spezielle IT-Hartmetall-Strahldüsen mit 4-fach höherer Lebensdauer. Ergonomische Schlauchführung für beste Sichtverhältnisse (PV)
- 3 Jahre Garantie