



bisico® Perfect

Packung 2 x 300 ml Dose super-softputty



Artikelnr.: 25105

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.935 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 108 mm

Länge: 217 mm

€ 96,54

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 300 ml Dose super-softputty

Superweiches Abformmaterial auf Basis additionsvernetzenden Silikons. Die super-soft Einstellung dieses additionsvernetzenden Silikons ermöglicht die Abformung der weichen Schleimhautbereiche, z. B. bei der Mundvorhofabformung in der Totalprothetik mit Darstellung der korrekten Lippenfülle. Bisico® Perfect kann auch zur Funktionsrandgestaltung in der Totalprothetik und / oder als Löffelmaterial im individuellen Löffel in der Doppelmischtechnik verwendet werden. Aushärtezeit im Mund: ca. 3:30 Min. Endhärte: ca. 48 shore A